

# VACUUM SERVICE S.r.l.

Sede legale e operativa NORD-EST:  
Località Sille n°31  
38045 Civezzano - (TRENTO)  
Tel. 0461 857147 - Fax 0461 857828

Sede operativa NORD-OVEST:  
Via Roberto Forlani n°2  
26866 S. Angelo Lod.no (LODI)  
Tel.0371 933599 - Fax0371 219336



**e-mail: [info@vacuumservicesrl.it](mailto:info@vacuumservicesrl.it) - [www.vacuumservicesrl.it](http://www.vacuumservicesrl.it)**

Data, 18 aprile 2017  
Offerta n°114SG

Spett.le  
CNR Istituto di Neuroscienze  
Via Vanvitelli 32  
20123 Milano

CORTESE ATT.NE Dr.ssa Francesca Navone <a href="mailto:f.navone@in.cnr.it">f.navone@in.cnr.it</a> <a href="mailto:r.benfante@in.cnr.it">r.benfante@in.cnr.it</a> <a href="mailto:simona.dilascio@unimi.it">simona.dilascio@unimi.it</a>	Tel. 02 5031 6968 Cell. 338 4450 363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**OGGETTO: OFFERTA ASSISTENZA E TARATURA AUTOCLAVI  
STERILIZZAZIONE**

In riferimento alla Vs. cortese richiesta per assistenza autoclavi per sterilizzazione.

Vi ringraziamo anticipatamente per averci interpellati ed inviamo la nostra migliore offerta. **La nostra ditta è centro autorizzato per assistenza delle Autoclavi Fedegari e P.B.I.** La nostra ditta è **certificata EN ISO 9001.**

Disponiamo di un fornito magazzino, con pezzi di ricambio originali e personale appositamente qualificato per manuttenzionare, con specificità, questi modelli di autoclave.

## ELENCO ATTREZZATURE OGGETTO DELL' OFFERTA

N. 1 AUTOCLAVI BETA EASY LOCK PBI

N. 1 AUTOCLAVE ALFA PBI

Con la speranza che la nostra offerta sia di Vs. gradimento, inviamo distinti saluti.

VACUUM SERVICE S.r.l.

p.i. Renato Dallapiccola

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Renato Dallapiccola', is written over the printed name.

**CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A.**

## OFFERTA ASSISTENZA E TARATURA AUTOCLAVI PBI

### • RELAZIONE TECNICA MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

- 1) La nostra ditta è il Centro Assistenza Autorizzato per manutenzionare le sterilizzatrici a vapore operanti presso strutture sanitarie e laboratori assimilati. I nostri tecnici sono appositamente addestrati ed istruiti, sulla specificità degli interventi in ambienti sanitari.
- 2) Gli interventi di manutenzione ordinaria oppure d'emergenza possono essere richiesti al seguente numeri di telefono: 0461 – 857147 o mediante fax al numero 0461 – 857828 o al seguente indirizzo e-mail: info@vacuumservicesrl.it
- 3) Gli interventi di manutenzione ordinaria verranno effettuati in accordo con il Vostro personale responsabile, mentre gli interventi per guasti accidentali e straordinari, verranno effettuati entro 48 ore solari dalla comunicazione del guasto da parte del Cliente al nostro servizio assistenza Clienti.
- 4) La ditta manuttrice si impegna comunque a risolvere i guasti e a dare piena efficienza agli strumenti, in un tempo massimo di 96 ore lavorative, escluso settimane ante e post ferragosto, Natale e ritardi derivanti dalla fornitura pezzi di ricambio dalla casa costruttrice.
- 5) La nostra ditta è operativa dal lunedì al venerdì orario 8.00/12.30-14.00/18.00 per tutti i periodi dell'anno.
- 6) Dal presente contratto, sono esclusi i guasti derivati da uso improprio, incuria o errata fornitura delle utenze necessarie al corretto funzionamento dello sterilizzatore.
- 8) Sono a carico della ditta manuttrice gli aggiornamenti hardware e software e gli aggiornamenti tecnologici, per garantire la massima efficienza alle attrezzature.

Durante le visite di manutenzione programmata verranno eseguiti i seguenti interventi e controlli:

- Verifica del perfetto funzionamento, eliminazione di eventuali perdite e tarature degli organismi di controllo e di comando (manometri, registratori, termostati, pressostati, vuotostati, automatismi, valvole ecc

- Controllo e verifica di perfetta efficienza delle valvole di sovrappressione e tutti i complessivi preposti alla sicurezza degli sterilizzatori. Le valvole di sicurezza sono disciplinate dalla normativa derivante dal DPR329. In presenza di valvole sicurezza con certificazione scaduta la nostra ditta provvederà alla loro sostituzione con valvole certificate previa autorizzazione del cliente.
- Verifica degli allarmi con eliminazione di tutte le anomalie funzionali per una corretta esecuzione dei cicli di sterilizzazione.
- Controllo della componentistica idraulica e del vapore, con verifica delle tenute ed eliminazione di eventuali perdite.
- Controllo integrità dei circuiti elettrici con pulizia contatti e pneumatico con eliminazione eventuali perdite.
- Sostituzione di tutte le guarnizioni e oring tenuta di maggior consumo escluso la guarnizione del coperchio.
- Controllo e pulizia di tutti i filtri.
- Controllo ed eventuale lubrificazione delle parti meccaniche in movimento.
- Verifica e taratura della strumentazione critica (termometri e timer) con strumentazione certificata Accredia e rilascio appositi certificati di taratura riferibile.
- Controllo dell'elemento riscaldante con verifica isolamento ed efficienza.
- Prove di funzionamento e collaudi con esecuzione cicli di sterilizzazione.

- **PEZZI RICAMBIO:** Tutti i pezzi e la componentistica di ricambio utilizzata dai nostri tecnici durante le manutenzioni, sono rigorosamente ed esclusivamente pezzi originali. Al termine delle manutenzioni verrà rilasciata certificazione degli interventi e calibrazione eseguite, corredata dai certificati Accredia e certificazione UNI EN ISO 9001.

Se durante le manutenzioni, si rendesse necessaria la sostituzione di componentistica tecnica guasta, la stessa dopo Vs. benestare, verrà sostituita e contabilizzata a consuntivo listino ditta casa produttrice.

## OFFERTA ECONOMICA

La VACUUM SERVICE S.r.l., si impegna a svolgere il completo servizio di assistenza e taratura per le Vs. autoclavi in elenco nel presente contratto con certificazione temperatura e pressione con strumentazione certificata **Accredia**, . Durante le visita manutentiva saranno a nostro carico:

- Tutte le spese di manodopera.
- Ore viaggi, trasferte, pernottamenti e uso mezzo proprio.
- Tutte le guarnizioni (ad esclusione della guarnizione coperchio) e kit otturatori valvole.
- Rilascio certificazione taratura e calibrazione segnali analogici temperatura e pressione.

Il prezzo da noi offerto per quanto sopra descritto è di:

**Euro 980,00**

Eventuale fornitura e sostituzione valvole di sicurezza certificate C.E. e I.N.A.I.L. secondo Decreto Ministeriale 329 del 01/12/2004 Euro 250,00 Cad.

Per la sola fornitura di valvole di sicurezza Euro 200,00 Cad.

# VACUUM SERVICE S.r.l.

---

Tutti i prezzi sono intesi: I.V.A. esclusa.  
VALIDITÀ OFFERTA: 90 giorni.  
PAGAMENTI: Ricevuta Bancaria 30 giorni

Per ogni necessità, Vi preghiamo contattare il nostro responsabile commerciale  
Sig. Giuseppe Suardi al n°. 389-683 6217

Con la speranza che la nostra offerta sia di Vs. gradimento, siamo a Vs. completa disposizione  
per eventuali delucidazioni ed inviamo distinti saluti.

VACUUM SERVICE S.r.l.  
p.i. Renato Dallapiccola  
